

Správné zavěšení ušní známky

Na základě požadavků EU a nařízení jednotlivých členských států, musí být všechna zvířata označena dvěma ušními známkami.

Je ověřeno, že správným postupem zavěšení ušní známky je snížena ztrátovost až o 50%. Postup zavěšování, umístění známky v uchu a hojení perforovaného ucha jsou faktory, které ovlivňují ztrátovost.

1. Postup zavěšení

Je naprosto nezbytné, aby samičí část byla umístěna uvnitř ucha (viz obr. 1). Mnoho chovatelů zavěšují známky špatně - samčí část uvnitř ucha – tento způsob je samozřejmě jednodušší, umístění známky je snazší, ale tak si chovatel může navýšit ztrátovost až o 50%.

2. Umístění známky v uchu

Toto je velice důležitý moment při zavěšování. Samčí část musí perforovat ucho ze zadu přesně mezi dvěma chrupavkami (viz obr. 2). Znamka je umístěna uvnitř tak, aby byla čitelná. Zavěšení druhé ušní známky je obvykle obtížnější, protože zvíře už ví, že je to bolestivé. Hlava zvířete musí být pevně fixována.

3. Zavěšení známky

Zavěšená známka musí být pevně spojena. Aplikační kleště je nutno stisknout jedním rychlým pohybem, až je známka zcela aplikována. Je důležité použít správné kleště se správným hrotem.

4. Rotace známky

Jakmile je známka zavěšena, nejprve otočte jí po obvodu v rozsahu přibližně jedné čtvrtiny doprava a poté doleva (viz. obr. 3). Je tím usnadněno hojení perforovaného ucha. Někteří chovatelé po aplikaci známky ošetří ucho speciálním hojivým sprejem. Je doporučeno kontrolovat hojení ucha několik dní po aplikaci.

5. Nesnáže

Samozřejmě není možné eliminovat všechny nesnáze a překážky, které se v chovech vyskytují. Nicméně, je doporučeno odstranit různé nepoužívané provazy, motouzy, ostré předměty, uvolněné dřevěné bariéry a všechny další potenciální příčiny zachycení ušní známky. Minimalizuje se tak riziko zachycení ucha.

